

Алгоритм

Определение группы крови по системе АВ0 методом цоликлонов.

1. Пожалуйста, используйте индивидуальную защиту (наденьте перчатки).

2. Выберите необходимое оборудование и материалы для определения группы крови по системе АВ0 методом цоликлонов:

- планшет для определения группы крови,
- пробирка маркированная "Кровь пациента",
- флаконы с цоликлонами анти-А и анти-В,
- стеклянная палочка.

Пожалуйста, будьте внимательны : не выбирайте лишние материалы и оборудование.

3. Озвучьте верную последовательность действий, которые выполняете:

- в планшетку для определения группы крови в лунки соответственно маркировке наносите по капле цоликлонов анти-А и анти-В,
- в отдельную лунку наносите каплю крови пациента,
- перемешиваете кровь с цоликлонами в соотношении 10:1 (цоликлон : кровь) с помощью стеклянной палочки.

4. Озвучьте время регистрации реакции агглютинации, которое составляет 3-5 минут.

5. Определите группу крови по изображению на компьютере и запишите ее на бумаге.

Удачи!