

АЛГОРИТМ ОПИСУ МАКРОПРЕПАРАТУ

1. Привітатися
2. Вдягнути гумові рукавички
3. Ідентифікувати мікропрепарат на відповідність умовам завдання та назвати орган (або частину органу).
4. Виміряти лінійкою довжину органу (фрагмента органа) та назвати довжину у сантиметрах
5. Виміряти лінійкою ширину органу (фрагмента органа) та назвати ширину у сантиметрах.
6. Виміряти лінійкою товщину органу (фрагмента) та назвати товщину у сантиметрах.
7. Описати зовнішню поверхню органу (фрагмента) (гладка, бугриста, зерниста, блискуча)
8. Назвати колір органу (фрагмента) та його гомогенність.
9. Описати на вид зрізу (якщо він є: тьмянний, сальний блиск, краплі жиру, зернистий).
10. Назвати консистенцію органу (м'яка, тверда, кам'яниста, тістувата).
11. Показати наявність патологічних вогнищ та назвати їх (вузли, порожнини, кісти, каверни).
12. Виміряти лінійкою та назвати параметри наявних патологічних вогнищ (довжина, ширина), назвати їх кількість.
13. Описати характеристики вузлів, вогнищ (форма, гомогенність, чіткість краю, вміст).
14. Зробити висновок – назвати патологічний процес (діагностувати хворобу).
15. Відповісти на теоретичне запитання, якщо воно є.
16. Зняти рукавички, помити руки, подякувати.